

MEDSATEK
MEDİKAL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

KATALOG

Medikal Sağlık Teknolojileri

Showroom

İzmir İstanbul Kıbrıs

“We Are Everywhere”
Sloganı ile 15 Yıllık Tecrübe.

Medikal estetik alanında hizmet vermekte olan Medsatek Medikal Sağlık Teknolojileri; yeniliği ilke edinerek, dünyada kabul görmüş son teknolojiyi sunmaktadır. Yüksek standartlarda, en iyi hizmet anlayışı ile sektörün profesyonellerine ulaştırmaktadır. Geleceği bugünden yakalayan vizyonuyla yeni markalar yaratarak hizmet alanını ve ürün yelpazesini genişletmektedir. Sektöre gelişim ve katkı sağlayabilecek projeleri, firmaları desteklemekle birlikte yurt içinde düzenlenen fuar, kongre ve sempozyumlarda sektörel gelişim anlamında katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktadır.

FALCONice
Diode Laser Technology

Lazer Epilasyonda Performans ve Kalitenin Simgesi

Bugüne kadar Medikal Estetik alanında lazer epilasyon uygulamalarında **etkin, hızlı, acısız, güvenli ve kalıcı** bir tedavi arzulanmıştır. Bu konuda memnuniyet sağlayan güçlü bir teknoloji ve donanıma sahip olan Falcon Ice Türkiye pazarında **MEDSATEK** distribütörlüğünde faaliyet göstermektedir.



Diode Lazer Teknolojisi

Falcon Diode Lazer Teknolojisi yapmış olduğu histolojik analizler neticesinde 6 seanslık tedavi sonrası uygulama yapılan bölgeler laboratuvar ortamında dijital kamera (DP70 Olympus Germany) ile incelenmiş ve **kıl yoğunluğunun yaklaşık %85.21 oranında azaldığı klinik sonuçlar ile tespit edilmiştir.**


Seans	Joule/cm ²	Hz	Kıl Kökünde Azalma
1	5	5	%70.23
2	5	5	%74.14
3	6	5	%78.51
4	6	5	%82.11
5	6	5	%83.13
6	6	5	%85.21

(Leipzig Üniversitesi Dermatoloji ve Algoloji Departmanı)

- -20° Buz Başlık
- İlk Seansta %70 Dökülme
- Kıl kökünü besleyen kılcıl damarlara yüksek tahribat
- En ince kıl yapısında bile etkili çözüm



Design in
Korea.



Lazer Tipi	Diode Lazer
Dalga Boyu	808nm
Lazer Bar Gücü	1200W (2025 Edition)
Atış Hızı	1-20 Hz
Işığın kalma Süresi	1-350 Hz
Soğutma Sistemi	RCCS + Hava + Su
Mercek Boyu	1,2 cm ²
Güç(Giriş Power)	6000W (2025 Edition)
Ekran	14.65 inc
Lazer Kaynak	Makro Bar
Atış Garantisi	50 Milyon / 2 Yıl



4FALCON^{PRO}
Diode Laser Technology

Prestij ve Güç Sahibi İşletmeler için...

Yeni nesil teknoloji ve donanıma sahip olan Falcon 4 Pro, Diode Lazer alanında 4 farklı dalga boyunu bir aplikatörde birleştirerek, farklı doku derinliklerini ve farklı anatomik yapılarda ki kıl tiplerini hedef alarak en etkili ve kalıcı lazer epilasyon deneyimini sunar.



4D Diode Lazer Teknolojisi


Falcon 4 Pro, Lazer Epilasyon uygulamalarında yeni bir dönem açan 4D yeni teknolojisi ile sektörün profesyonellerine sonuç odaklı çözüm sunan en yeni lazer epilasyon teknolojisidir.

Falcon 4 Pro yeni teknolojisi ile ilk seansta **%70 dökülme oranı** ile yüksek müşteri memnuniyeti oluşturur.




4 EŞ ZAMANLI DALGA BOYU

- Diode Lazer
- ND:YAG
- 940 NM
- 755 NM




Design in
Korea.



Özel kalem atış aparatıyla en küçük alanlarda bile etkili sonuçlar.

Lazer Tipi	4D Diode Lazer
Dalga Boyu	755nm + 808nm+ 940nm+1064nm
Lazer Bar Gücü	2400W (2025 Edition)
Atış Hızı	1-20 Hz
Işığın kalma Süresi	1-600 Hz
Soğutma Sistemi	Semiconductor thermostatic refrigerator + Sapphire cooling +Hava + Su
Mercek Boyu	4 cm ²
Güç(Giriş Power)	7800 W (2025 Edition)
Ekran	15.4 inc / 4K
Lazer Kaynak	Makro Bar
Atış Garantisi	100 Milyon / 2 Yıl





MEDSATEK
MEDİKAL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

Cilt Bakım ve Yenileme

Showroom

İzmir

İstanbul

Kıbrıs

 Hydra
ProClean

Cildin İhtiyacı olan Her şey için...

Amerika'da yılın cilt yenileme teknolojisi olarak seçilmiş cilt bakım uygulamalarındaki en etkili ve başarılı sonuçları veren cilt temizleme uygulamalarından biridir. İçeriğindeki farklı başlıklar ile birçok temel cilt bakım işlemini başarıyla sağlar.



Profesyonel Cilt Yenileme

Hydra Proclean cilt bakımında en çok tercih edilen uygulama başlıklarını bir araya getiren cilt bakım cihazıdır.

- Gözle görülmeyen kalıntılarda bile derinlemesine temizlik sağlar.
- Güneş lekeleri üzerinde etkilidir.
- Siyah nokta tedavisinde kullanılır.
- İnce çizgiler ve kırışıklıklar üzerinde etkilidir.
- Akneli ve yağlı ciltler üzerinde etkilidir.
- Gözenek sıkılaştırır ve cilt tonunu düzenler.



Hassas vakum teknolojisi sayesinde acısız bir uygulama ile etkili sonuçlar elde edilir.

Toplam 9 Başlık Bulunmaktadır.



Hydra
Dermabrazyon



Elmas
Dermabrazyon



Eye
Ultrasound



Facial
Ultrasound



Mikro Akım
Biolift



Oksijet



Yüksek
Frekans



Scrubber



Led
Tedavi



Vakum Kalemi



FacePod
Switzerland



İsviçre CE
Güvencesi ile

Manyetik İnfüzyon ile Estetik Yeniden Tanımlanıyor

FacePod, manyetik infüzyon teknolojisiyle özel formüle edilmiş pod içeriklerini dermis tabakasına kadar ileterek cilt problemlerini hedef alır ve sağlıklı, yenilenmiş bir cilt sağlar.



Manyetik İnfüzyon

Manyetik infüzyon teknolojisi; probleminize uygun kapsül ile cildin bütün katmanlarına nüfuz etmesini sağlayarak cildi hızlı ve etkili bir şekilde tedavi eder.

FacePod, parlak ve esnek bir cilt için dengeli sebum kontrolü, eşit pigmentasyon, derin nemlendirme ve gelişmiş cilt onarımı sunar.



Sebum Dengeleyici

clearvais



Pigmentasyon Eşitleyici

evenex



Yoğun Nemlendirici

hydrade



Anti Aging ve Güçlendirme

vitali boost



CERTIFIED & TRAINED
3 in 1 SUPERFACIAL PROVIDER
FacePod + TriPollar + Ultrasound

FacePod

Bu etikete sahip bayiler sertifikalı orijinal FACEPOD cihazına sahiptir.



Uygulama Alanları

- Cilt lekeleri
- Akne
- Nem oranı artırma
- Sebum dengeleyici
- Kırışıklıklar
- Cilt tonu eşitsizlikleri
- Cilt Bariyerini Güçlendirme
- Anti Aging
- Pigmentasyon Problemleri



**TriPollar™
Radyofrekans**

Kolajen üretimi ile sıkılaştırma.



MIT™

Manyetik infüzyon teknolojisi.



Ultrasound

Yüksek frekanslı dalgalarla cilt yenileme.



UltraLift

Yüz Germe + Cilt Sıkılaştırma + Vücut Şekillendirme +

UltraLift yüksek yoğunluklu Ultrason (MMFU) atışları ile ameliyatsız cilt kaldırma ve sıkılaştırma teknolojisi sağlar. Mikro ve Makro Odaklı çift başlığı ile değiştirilebilir 7 farklı cilt derinliğini hedef alabilir.




UltraLift

CİLT BAKIM VE YENİLEME

Mikro-Makro İleri Teknoloji

Ameliyatsız, ağrısız ve hızlı sonuçlar sunan UltraLift ile etkili sonuçlar sizi bekliyor.



Katmanlı
Lifting Teknolojisi



Yüksek
Fokuslu Ultrason



Mikro-Makro
Kişiyeye Özel Sistem



Hedef ısıtma ve
kolajen uyarımı



Cerrahi Müdahale
Gerektirmez.




SMAS
tabakasına etkisi

Enerji Tipi	Hi-Fu (Yüksek Yoğunluklu Ultrason)	
Güç	0.1J-3.0J (0.11J/STEP)	
Aralık	1200W	
Uzunluk	1 ~ 2mm (0.1mm/step)	
Çalışma Hızı	50/60Hz	
Ağırlık	35 kg	
Ölçüler	500 x 515 x 1310mm	
Başlıklar	L7-1.5 mm	L7-2.0 mm
	L7-3.0 mm	L7-4.0 mm
	L7-6.0 mm	L7-9.0 mm
	L7-13.0 mm	

Yüz Bölgesinde anti aging sağlar.

Vücutta dirençli adipositlerin doğal yolla elimine edilmesini sağlayan kasılmaları tetikler.



PrimeX Porselen Yüz Germe

Odaklanmış termal enerji kolajen liflerini bozar. Kolajenin üçlü sarmal yapısı ısıdan etkilenecek şekilde çözülme süreci başlatılır. Doğal iyileşme süreci, fibroblastları yeni kolajen lifleri üretmeye teşvik eder. Tüm cilt tiplerine, her yaşta kişilere ve sınırlama olmaksızın her bölgeye uygulanabilir.



Kanıtlanmış Klinik Sonuçları:

Kanıtlanmış klinik sonuçlarına göre;
Cilt kolajen üretiminde %25, Cilt elastikiyetinde ise %40 sıkılaşıma sonucu alınmıştır.



Yüz Germe

Bölgesel İncelme

Selülit

Gıdı Toparlama

PrimeX

- 1.Kontrollü ısıtma ve soğutma, enerjinin dokudaki çeşitli derinliklere iletilmesini sağlar.
- 2.Tedavi sırasında soğutmanın değiştirilmesi, derin dokuyu yüzeysel katmana kadar tedavi etmenize olanak sağlar.
- 3.Gerçek zamanlı sıcaklık izleme, doğru doku ısıtması için ek kontrol sağlar.
- 4.Aplikatör tasarımı, kullanıcının sıcaklığı kontrol etmesine ve tedavi parametrelerini ayarlamasına olanak tanır.



Uygulama anında, aplikatör ekranında, doku altında ki anlık ısı değişimini görüntüler.





GENOVA
GOLDEN EFFECT

Genova ile Kusurları Ortadan Kaldırın.

İşlem, epidermise zarar vermeden dermiste tedavi noktaları oluşturarak bu bölgelerin yeniden yapılanma ve onarım sürecine girmesini sağlar.





GENOVA
GOLDEN EFFECT

CİLT BAKIM VE YENİLEME

Altın iğne ile kusurları kaldırın.

Mikro iğne ve radyo frekans uygulamasının birleşimi olarak geliştirilen Genova Altın İğne, epidermis ve dermis problemlerinin giderilmesi konusunda etkili sonuçlar sunar.



MRF (81 iğne başlığı)





MRF (25 iğne başlığı)



MRF (49 iğne başlığı)

- Doku Kaybı Onarımı
- Kırışıklık Giderme
- Yara izleri Onarımı
- Geniş Gözenek Tedavisi
- Yüz ve Boyun Germe
- Vücut Sıkılaştırma
- Aşırı Terleme Tedavisi
- Yüz Çukurları Tedavisi


Mikro İğne Derinliği	0.1mm, 3,00 mm
Kartuş Tipi	Tek Kullanımlık
El Probu Kablo Uzunluğu	2.5 MT
Atım Süresi	10-900 ms
Mikro İğne Adedi	25-49-81



Cilt Analiz Cihazı

Çözüm Doğru Analiz ile Başlar


Yapay zeka görüntü tanıma yolu ile 15 cilt problemini tespit eder ve 360'dan fazla tedavi önerisi sunar.



Cilt Analiz Cihazı

CİLT BAKIM VE YENİLEME

Derin Cilt Testi Raporu



Kolajen lifi

Pigment

PL duyarlılığı


UV Spotu

UV aknesi

Teknoloji	8. Spektrum Görüntüleme
Analiz	14 Faktörlü Cilt Analizi
Güvenlik	40 Adet Koruyucu Filtre
Wi-Fi	Pc-Tablet Bağlantısı
Modül	10 Farklı Modül
Ekran	4K HD 1920x1080 Çözünürlük
Voltaaj	AC 220V - 50 Hz
Cihaz Garantisi	2 Yıl

Yapay zeka görüntü tanıma yoluyla en yaygın 9 cilt problemini tespit eder ve 360'tan fazla tedavi önerir. Genel cilt analizi, sivilce ve akne analizi, leke analizi, siyah nokta analizi, gözenek tespiti, kırışıklık tespiti, cilt hassasiyeti ve cilt yaşını size gösterir.


Cilt Yüzeyi Test Raporu



Lekeler

Kırışıklıklar

Koyu Halkalar



Akne


Ten Rengi

Sebum



Gözenekler

Siyah Noktalar



*Anında telefona aktarım.

Ameliyatsız Yüz Germe.


Gelişmiş Hi-Fu bağ dokularında bulunan yoğun smas dokusunu hedef olarak odaklanmış ultrasonik lazer teknolojisi ile hedef bölgede ısı oluşturur. Mevcut bölgedeki ısıdan etkilenen SMAS doku yapısında etkili sıkılaşma meydana gelir.



Ameliyatsız Yüz Germe

Yaşlanmaya ve dış faktörlere bağlı özellikle yüz bölgelerindeki kaslarda iskelet görevi gören aponevroz dokusunun bozulması ve işlevini kaybetmesi sonucunda kas dizilimlerinde oluşan orantısızlık, ciltte kırışıklık görüntüsü meydana getirmektedir.

Hi-fu cerrahi ve enjeksiyon gerektirmeden, cilt yüzeyinde herhangi bir olumsuz etki bırakmadan kırışıklık ve lifting tedavilerinde oldukça başarılıdır.



Teknoloji	Odaklanmış Ultrasonik Ses Dalgası
Başlık	5 Adet
Ekran	15 inc Ultra HD Dokunmatik Ekran
Güç	800 W
Voltaj	110-240V 50/60 Hz
Cihaz Garantisisi	2 Yıl

1. Kırışıklık Tedavisi
2. Yüz Sıkılaştırma
3. Kaş Kaldırma
4. Gıdı Bölgesi Toparlama
5. Cilt Elastikiyetini Arttırma
6. Vücut Liftingi
7. Bölgesel incelme ve Şekillendirme



1,5mm



3,00mm



4,5mm




8.0mm



13.0mm





MEDSATEK
MEDİKAL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

Bölgesel İnceleme

Showroom

İzmir

İstanbul

Kıbrıs

SCULPTURE

İlk Seansta Gözle Görülür Sonuçlar için.

Sculpture, kanıtlanmış bölgesel incelme teknolojilerini tek cihazda birleştirerek yağ hücrelerinin vücuttan atılmasını sağlar.



3D Vacuum + KaviSculp Teknolojisi

SCULPTURE Heykeltraş birden fazla zayıflama teknolojisinin tek bir cihazda birleştiği yeni nesil bölgesel incelme cihazıdır.

Zayıflama teknolojisinin geldiği bu son sistemde tamamen ağrısız ve acısız olan bu uygulamada seanstan hemen sonra **6-15 cm** arası incelme sonucu alınabilir.



3D Vacuum (Heykeltraş)

1. Vakum ve moleküler ısıtma uygulanır.
2. Yağ hücrelerinin yapısı bozulur.
3. Yapısı bozulan yağ hücreleri lenf kanallarına itilir.



Geniş Bölge RF

Ani basınç değişiklikleri ile yağ hücrelerinin yağ çeperlerini tahrib ederek yağ moleküllerinin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Jade Başlığı

Vücutun yağ oluşumu yaşayan bölgesinin lenf kanallarının yavaş çalışmasının sebep olduğu biyolojik stres bozukluğunu azaltmak için kullanılır.

Orta Genişlikte Bölge RF

Ani basınç değişiklikleri ile yağ hücrelerinin yağ çeperlerini tahrib ederek yağ moleküllerinin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

KaviSculp

Yüksek frekanslı ses dalgaları ile yağ hücrelerini serbest sıvı haline getirir.

Gıdı ve Yüz RF

Yayılan ısı ve basınç ile yüz, boyun ve dekolte bölgesinde yeni kolajen üretimini aktifleştirir.

Kavisculp	80 HZ
1.Başlık	KaviSculp
2.Başlık	Vacuum 3D
3.Başlık	6 Pin RF
4.Başlık	4 Pin RF
5.Başlık	3 Pin RF
6.Başlık	Jade Body Antistress
Ekran	10.4 Ultra HD Touch
Cihaz Garantisi	2 Yıl



EMSLiMFit

30 Dakikada, 30.000 Mekik 34 Antrenman

EmSlimFit, kasları elektriksel manyetik simülasyon yöntemiyle uyararak, kasların en yüksek seviyede kasılmasını sağlar. Bu kasılmalarla kaslar doğal gelişim sürecine girip daha sert, daha güçlü ve daha sıkı hale gelir.





Kusursuz Elektromanyetik Dalgalar

EMSLiM Fit, gerçek fiziksel antrenman ile elde edilmesi çok zor ve uzun yıllar alabilecek yoğunlukta egzersiz sonucu sunar. Hedeflenen kas ya da kas grubu üzerinde odaklı olarak çalışır.


EmSlimFit neden çok popüler?

1. Kas gelişimini sağlarken, yağ yakımını hızlandırır.
2. Duruş bozukluklarını düzenler.
3. Kitle vücut endeksini sağlıklı düzeye getirir.
4. Metabolizmayı hızlandırır.
5. Diyetisyenler, spor salonları, güzellik salonları, klinik ve hastanelerde kullanılmaktadır.

Başlık Sayısı	2 Başlık
Manyetik Dalga	2400W
Ekran	10.4 inch dijital dokunmatik ekran
Voltaj	110-240V 50/60 Hz
Cihaz Garantisi	2 Yıl



Hızlı
Kalori Yakma




Çok Yönlü
Kullanım



Kas büyümesini
Hızlandırır




Zamandan
Tasarruf Sağlar



Sağlığınız için
%100 Güvenli



Sıkılaştırma
Teknolojisi



Metabolizmayı
Hızlandırır



Bölgesel
Şekillendirme



360° Cryolipolysis Tech
Cryo frozen

360° Derece CryoLipoliz Teknolojisi

CryoFrozen 360°, soğutma teknolojisi ve beş farklı aplikatörü sayesinde neredeyse tüm vücut bölgelerinde etkili sonuçlar sunar.



360° Teknolojisi

CryoFrozen 360°'in geniş soğutma aplikatörleri, farklı vücut bölgelerine uyacak şekilde en etkili sonucu alabilmek için tasarlanmıştır.

Her bir aplikatör, vücut şekillendirme için yağ hücrelerini etkili bir şekilde dondurur. Farklı protokoller ile uyum sağlayarak istenilen sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılır.



Geniş Başlık 1

Geniş Başlık 2




Orta Başlık 1

Orta Başlık 2

Gıdı Başlığı

Başlık Sayısı	5 Farklı Başlık
Güç	2000W
Negatif Baskı	0-90Kpa
Soğutma	-20°
Ekran	10.4 inch dijital dokunmatik ekran
Cihaz Garantisi	2 Yıl



Aplikatör önündeki plastik aparatlar değişerek, bölgeye olan oturuşunu kusursuz hale getirir. Konforlu ve verimli uygulama sağlar.



Lenf Drenaj

Lenf atımının yeterli sağlanamaması ödem oluşmasına sebep olmaktadır. Lenfatik drenaj, düzenli aralıklarla basınç uygulayarak vücudun doğal yolla yetersiz kaldığı lenfatik (akkan) sistemdeki bozukluktan dolayı atılamayan lenf sıvısının boşaltılmasını sağlar.

BÖLGESEL ZAYIFLAMA



G5 Cihazı

İterek ve sıkıştırma yöntemi ile selülitli bölgelerdeki portakal kabuğu görüntüsünde gözle görülür azalma sağlayan G5 masajı aynı zamanda bölgesel zayıflama etkisini artırmaktadır.

BÖLGESEL ZAYIFLAMA



Pasif Jimnastik

Pasif jimnastik, kişinin kaslarına düşük voltaj dalgaları vererek kasların çalışmasını ve anlık kas gerilimini sağlar.

BÖLGESEL ZAYIFLAMA



İğneli Epilasyon

EPİLASYON

Flash ve termoliz sistemleri bulunan iki sistem iğneli epilasyon cihazıdır.

Voltaj	200V
Frekans	50-60 Hz
Power	500W
Amper	1A
Çıkış Frekans	1.3 Mhz



Kameralı Analiz

CİLT BAKIM VE YENİLEME

Cilt derisi, saç folikülleri 1000 kat büyütürken uzmanın çözüm için gerekli analizi daha doğru yapmasını sağlar.



Plazma Pen


Derma Pen




Plazma teknolojisi, ben ve lekelerin tedavisi için kullanılmaktadır.

Yüz, saç ve boyun bölgesindeki problemleri dokunun onarılmasını ve cildin yeniden yapılanmasını sağlar.





MEDSATEK
MEDİKAL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ



İzmir



İstanbul



Kıbrıs

MEDSATEK Showroom'larına
Davetlisiniz...

Bayraklı/İzmir

Mansurođlu, Ankara Cd. NO:47 D:704 KAT:7
Mavi Plaza

Küçükçekmece/İstanbul

Halkalı Merkez, Dereboyu Cd. No:56/9
Küçükçekmece/İstanbul

Lefkoşa/Kıbrıs

59P2+28R, Mehmet Akif Cad.
Büyük Reşit Sk.